

Наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20/30/35

Соответствие современным требованиям к анестезии

Технология наркозного аппарата, получившая сертификаты FDA и CE, гарантирует безопасность и надежность работы. Сенсорный экран с диагональю 15 дюймов отображает пользовательский интерфейс, повышая качество работы. Уникальные технологии способствуют повышению точности параметров вентиляции и снижению необходимости в обслуживании.





Превосходные показатели вентиляции

Шесть различных режимов вентиляции для различных клинических ситуаций. Динамическая компенсация для свежей газовой смеси с минимальным дыхательным объемом 20 мл. Аппарат WATO EX-20/30/35 можно применять для различных категорий пациентов: от новорожденных до взрослых.



Компактный дыхательный контур

Компактный дыхательный контур объемом 2,6 л, особенно удобный для низкопоточной анестезии. Не содержащий латекса полисульфоновый (PSU) материал, автоклавировается при температуре 134 °С. Функция CO₂ bypass обеспечивает дополнительную безопасность пациентов.

Современный испаритель

Две позиции для испарителей в стандартной конфигурации. Возможность выбора до пяти различных анестетиков с автоматической компенсацией температуры, скорости потока и давления.



Мониторинг анестетиков и EtCO₂

Модуль внешнего газоанализатора, основанный на технологии мирового уровня Artema™, автоматически определяет различные анестетики, включая галотан, энфлюран, изофлюран, севофлюран, десфлюран, а также O₂, N₂O и CO₂. Одновременно определяются значения минимальной концентрации ингаляционного анестетика (MAC), и все показатели выводятся на главный экран.

